

Region Nordjylland

Bestilling af blodprøver til kit-kassen kan lægges ind i en donorprofil i det enkelte hospitals laboratorie-informationssystem, så de bliver taget sammen med de øvrige blodprøver.

På AAUH ligger KIT-kasserne hos bioanalytikerne. Når prøverne skal tages, skrives en kommentar i bestillingen til bioanalytikeren om at medbringe KIT-kassen til afsnittet. Udenfor AAUH gælder det, at afdelingen, hvor donor ligger, kontakter KMA, AAUH, som sender kitkassen ud med taxa.

Transplantationskoordinatoren kan kontaktes på tlf: 7845 0000 ved spørgsmål om kitkassen.

NB: Glassene må ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Kit-kassen indeholder blodprøveglas, som analyseres på Aarhus Universitetshospital i Skejby for at fastlægge status for bl.a. Hepatitis B, Hepatitis C, CMV, HIV, syfilis og HLA typer. Status for hepatitis B, C og HIV kan være afgørende, men er ikke en kontraindikation, for patientens egnethed som organdonor.

Procedure

1. Kit-kassen anvendes efter telefonisk aftale med transplantationskoordinatoren. For at afkorte donationsprocessen er det vigtigt hurtigst muligt at afsende kit-kassen og give transplantationskoordinator besked om afsendelsestidspunkt.
2. Alle glas i kit-kassen fyldes og påføres label med donors navn og CPR nummer. Bioanalytiker/sygeplejerske signerer på glasset (blodprøvedato og egen ID). Der skal ikke sendes rekvisitioner med kit-kassen.
3. Kit-kassen lægges i papirpose, hvorpå der skrives:

Indgang F, Plan 3, X-Punkt 302
Blodbank og Immunologi – Ekspeditionen
Vævstypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.
Tilføj – HASTER

Kit-kassen sendes med taxa. Blodbanken betaler chaufføren, når de ankommer.